

# Échelle de Monoyer — 3 m

0.1

Imprimer à 100 % (sans redimensionnement). Placer le patient à 3 m.  
Vérifier le carré de calibration ci-dessous (50 mm).

V L F L E Z 0.2

D V Z R D U O C 0.3

C E L F T U C T F Z U 0.4

V R O F R U L C F Z O N 0.5

L E L O D E P D O N U L 0.6

Z C Z P T D P D T L V T 0.7

N U F Z D C V F N D L D 0.8


O L R V N E O N F V L Z 0.9

U V D U V E T Z F E R O 1

L V Z R F V N C L C O P 1.2

L D L U Z N F V P O V P 1.6

Lecture : la taille des lettres correspond à une acuité croissante de bas (1.6) vers le haut (0.1). Réaliser le test œil par œil, lunettes habituelles, puis sans, à 3 mètres. Cette échelle est fournie à titre indicatif.



Ce carré doit mesurer exactement 50 mm de côté.  
ce n'est pas le cas, ajustez les paramètres d'impression.